Queda Livre

Guia de Laboratório para cursos de Ciências Exactas e Engenharia

José Mariano Departamento de Física, FCT Universidade do Algarve jmariano@ualg.pt



1 Objectivo

Pretende-se com este trabalho prático verificar experimentalmente a validade da lei da queda dos graves e determinar experimentalmente o valor local da aceleração da gravidade.

2 Fundamento Teórico

Considere-se uma esfera metálica de massa m que é largada na vertical de uma altura inicial h_0 . Quando se despreza o efeito da resistência do ar e da sua impulsão no movimento de queda da esfera, a única força que sobre ela actua é o seu peso. As leis de Newton do

Guia de laboratório Queda Livre




Figura 1: Queda livre

movimento permitem escrever a equação diferencial que relaciona a distância percorrida a partir do ponto de largada, s, com o tempo necessário para a queda, t:

$$m\frac{d^2s}{dt^2} = mg\tag{1}$$

cuja solução, quando a esfera parte sem velocidade inicial, é:

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2\tag{2}$$

Na equação, g representa a aceleração gravítica, ou seja, a aceleração com que se dá o movimento de queda de um corpo sujeito unicamente à acção do campo gravítico. O valor de g é uma característica do campo gravítico, não depende do corpo que se movimenta, variando de ponto para ponto sobre a superfície terrestre. O valor aceite para 45^o de latitude e ao nível do mar é de g = 9.7991 ms⁻².

Num determinado instante t, a altura h, medida apartir da base, a que se encontra a esfera largada da altura h_0 , será dada por $h(t) = h_0 - s(t)$. Substituindo a eq. 2 nesta equação e igualando a zero vem que, o tempo t necessário para que a esfera largada da altura h_0 atinja a base, é dado por:

$$h_0 = \frac{1}{2}gt^2\tag{3}$$

ou seja

$$t = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \tag{4}$$

3 Material utilizado

Esfera metálica, relógio electrónico, régua graduada, craveira, disparador mecânico, prato interruptor, bases e suportes, fios de ligação.

Guia de laboratório Queda Livre

4 Procedimento experimental e análise dos resultados

Tenha o cuidado de anotar as incertezas de leitura das escala associadas a todos os aparelhos de medida que usar. Encontre um método expedito e preciso de realizar as medições das alturas, sabendo que o que importa conhecer é a distância percorrida pelo centro de massa da esfera. Justifique no relatório a validade da metodologia que encontrou.

Proceda da seguinte forma:

- 1. Determine a altura de queda mínima, que é a menor altura onde a esfera ainda faz actuar o prato interruptor;
- 2. Determine a altura de queda máxima, afastando o suporte de largada da esfera do prato-interruptor;
- 3. Determine 10 alturas diferentes igualmente espaçadas entre a altura máxima e a mínima;
- 4. Deixe cair a esfera 10 vezes da primeira altura h_0 . De cada vez o relógio medirá automaticamente o tempo t associado ao movimento de queda.
- 5. Repita o procedimento anterior para as restantes alturas préviamente determinadas, prefazendo um total de 10 alturas de queda.

5 Análise dos resultados

O processamento dos dados deve ser realizado no computador, utilizando o Excel ou um programa semelhante.

- 1. Construa uma folha de cálculo com entradas para os valores de h_0 , t, o valor médio de t (\bar{t}) e o seu quadrado (\bar{t}^2), este último necessário à linearização do gráfico. Indique também as incertezas associadas a cada uma destas grandezas;
- 2. A partir dos dados anteriormente obtidos construa, no Excel, um gráfico de h_0 em função de \bar{t}^2 , não esquecendo as barras de erro 1 ;
- 3. Obtenha a recta de regressão linear e os correspondentes parâmetros m e b^2 ;
- 4. Determine, por intermédio do Excel, a incerteza de m e b, respectivamente u(m) e u(b);
- 5. Calcule o valor de g a partir do valor de m anteriormente determinado, assim como a incerteza de g, u(g);
- 6. Compare o valor g experimentalmente determinado como valor aceite para Faro e comente.

 $^{^{1}}$ Normalmente, num gráfico experimental, representa-se a variável independente (a que é controlada pelo experimentador) em abcissas e a variável dependente (a que decorre do resultado da experiência) em ordenadas. Neste caso, excepcionalmente, troca-se os eixos por forma a tornar o cálculo de g mais directo.

²Considera-se aqui que a equação de uma reta se escreve como y = mx + b.

Guia de laboratório Queda Livre

Referências

[1] José Mariano, *Fundamentos de Análise de Dados*, Departamento de Física, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve.